

 **CLICKSMART®**

**BladeFLASK**

100 | Entfernungssystem für Skalpellklingen



Schütze Dich -

Sichere Klingenenentfernung

## ▲ Vergessene Stich- und Schnittverletzungen

Die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Skalpell zu verletzen, ist 200 Mal höher als eine Stichverletzung durch Nadeln oder Kanülen. Besonders häufig sind Schnittverletzungen im chirurgischen Bereich. Leider wurde dieses Risiko bisher von vielen Anwendern, aber auch von der Verwaltung in Kliniken und Krankenhäusern erheblich unterschätzt.

Skalpellschnitte können jeden betreffen, egal wie erfahren Sie im Umgang mit Skalpellen sind. Stich und Schnittverletzungen können Infektionen, durch Blut übertragene Krankheiten und nicht zuletzt psychische Belastung nach sich ziehen. Schwerere Schnitte erfordern möglicherweise einen mikrochirurgischen Eingriff, um verletzte Arterien, Nerven und Sehnen in den Fingern zu reparieren.

Viele Skalpellverletzungen lassen sich mit Qlicksmart BladeFLASK, dem weltweit zukunftsweisenden Klingentferner mit Einhandbedienung, mühelos vermeiden.



Keine Berührung



Keine Berührung



Keine Wiederummanteln



Keine Verletzung

## ▲ Der preisgekrönte Skalpellklingentferner



Qlicksmart BladeFLASK hat weltweit bereits mehr als 70 Millionen kontaminierte Skalpellklingen sicher entfernt und bis zu 165.000 Verletzungen verhindert.



Mit BladeFLASK lassen sich gebrauchte Skalpellklingen mit schnellem „Drücken - Klick - Ziehen“ bequem entfernen und sicher aufbewahren.



Anwenderfreundliche Lösung als kostengünstige Alternative zu Sicherheitsskalpellen.



In Kombination mit handfreier Instrumentenübergabe kann BladeFLASK bis zu fünfmal mehr Verletzungen verhindern als ein Sicherheitsskalpell.



Mit BladeFLASK können alle die mit Skalpellen arbeiten auch weiterhin ihre bevorzugten Standardmetallgriffe verwenden.



BladeFLASK wurde mehrfach ausgezeichnet - ein klarer Beweis für praktische Handhabung und effizienten Schutz zur Reduzierung von Skalpellverletzungen.

**Beschäftigte im Gesundheitswesen haben Anspruch auf Sicherheit am Arbeitsplatz - ein Anspruch, der alle Arbeitgeber verpflichtet**

**Schaffen Sie mit Qlicksmart BladeSINGLE mehr Sicherheit.**

**BladeFLASK**

100 | Entfernungssystem für Skalpellklingen

**QLICKSMART®**  
...für Ihre Sicherheit

# Spezifikationen

Farbversionen	Rot - für USA Gelb – für alle anderen Länder
Artikelnummer	QFRGEN – rote Version QFYGEN – Gelbe Version
GMDN code	46235
Kapazität	100 Klingen – BladeFLASK verschliesst sich automatisch sobald die maximale Kapazität erreicht ist
Kompatible Klingen & Griffe*	Griffe: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Lawton langer Griff Klingen: #10, 10a, 11, 12, 13, etc. bis zu und inklusive #25a, 27 und 36
Inkompatible Klingen & Griffe	Baron Griffe, Beaver Griffe, Einweggriffe
Masse (Einheit)	Länge 11cm , Breite 9cm , Höhe 14cm
Gewicht (Einheit)	Ca. 250g
Zubehör	Montagehalterung – fixiert den BladeFLASK, so dass die Skalpellklingen einhändig entfernt werden können

Material	Body: Acrylonitril-Butadien- Styrol (ABS) Innerer Mechanismus: Polyoxymethylen (POM)
Latex	Nein
DEHP	Nein
Steril	Nein
Wiederverwendbar	Mehrweg – kann bis zur Entsorgung 100 Klingen aufnehmen
Entsorgung	Als medizinischer Abfall – bitte beachten Sie die üblichen Verfahren Ihrer Einrichtung.
Genehmigungsrechtliche Informationen	Australien – gelistet unter TGA ARTG NO: 146821  USA - FDA 510(K) premarket approved #K983367 als Behälter für spitze und scharfe Gegenstände  Europa - Klasse I Medizinprodukt Richtlinie 93/42/EEC und CE-Kennzeichnung

\* Möglicherweise sind nicht alle Marken mit Clicksmart BladeFLASK kompatibel

## Hinweise zur Anwendung von BladeFLASK

### BladeFLASK

100 | Entfernungssystem für Skalpellklingen

### BESTANDTEILE IHRES BladeFLASK:

SCHARFE KANTE ZEIGT NACH RECHTS

DIESE HALTELASCHE MUSS NACH OBEN ZEIGEN

ANZEIGE

KLINGEN-FÜHRUNG

MONTAGEHALTERUNG

### BEFESTIGUNG AN DER WAND ODER AM WAGEN:

- Bei Erstinstallation eines BladeFLASK Montagehalterung anbringen\*.
  - DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AN DER UNTERSEITE DER HALTERUNG
  - ODER MIT SCHRAUBEN BEFESTIGEN

\* Schablone und Anweisungen zur Befestigung in der Verpackung der Halterung
- BladeFLASK kann an der Wand, an einem Wagen oder einem Tisch befestigt werden.
 

NACH UNTEN IN DIE HALTERUNG SCHIEBEN

NACH HINTEN IN DIE HALTERUNG SCHIEBEN

**BITTE BEACHTEN:**  
Vor Gebrauch BladeFLASK auf die Halterung montieren

### KLINGE ENTFERNEN EINHÄNDIG:

- Klinge mit der scharfen Kante nach rechts (oder Haltelasche nach oben) auf die Führung auflegen.
- Skalpellgriff in den BladeFLASK schieben, bis zum Klickgeräusch.
 

**KLICK!**
- Griff zurückziehen.

**BITTE BEACHTEN:**  
\* Bei Schritt 3 Entfernung und Aufbewahrung der Klinge in BladeFLASK bestätigen.  
\* BladeFLASK muss mit Clicksmart Montage Halterung (separat geliefert) verwendet werden.  
\* Nach Aufnahme von 100 Klingen wird BladeFLASK als medizinischer Abfall entsorgt

## Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,  
West End, Brisbane,  
QLD 4101, Australien



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



[www.qlicksmart.com](http://www.qlicksmart.com)



[hello@qlicksmart.com](mailto:hello@qlicksmart.com)

Bleiben Sie in Kontakt



Vertrieb:

